



MICRO

E-biuletyn

$$d = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

KWIECIEŃ 10, 2006

ROK 2006, NUMER 2

NOWOŚĆ



PRIMO STAR -

Jeszcze nigdy początki nie były takie łatwe!

Primo Star www.zeiss.pl/primostar to najnowszy mikroskop laboratoryjny dedykowany przede wszystkim do celów edukacyjnych, ćwiczeń, konsultacji jak również prac laboratoryjnych oraz prywatnych praktyk lekarskich



Zróżnicowane wymagania - zróżnicowane pakiety

Primo Star oferowany jest w dziesięciu, specjalnie opracowanych pakietach. Nie ma potrzeby żmudnego ustalania szczegółów. Dokładnie opisane na naszych stronach internetowych (www.zeiss.pl/primostar) konfiguracje zaoszczędzą Państwa czas. Fotografia, kontrast fazowy - wystarczy wybrać odpowiedni zestaw i...przesłać zamówienie.

Carl Zeiss sp. z o.o.
ul. Naramowicka 76
61-622 POZNAŃ

Telefon
061 820 93 60
Faks
061 820 93 70

Adres e-mail
mikroskopy@zeiss.pl

www.zeiss.pl/mikroskopy
www.zeiss.pl/primostar

Więcej informacji:

Grzegorz Kołodziej
kolodziej@zeiss.pl





MICRO

E-biuletyn

$$d = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$



Małe potrafi być wszechstronne

Primo Star www.zeiss.pl/primostar oferuje również szeroką gamę akcesoriów dodatkowych: w zależności od potrzeb preparat może być oświetlany światłem halogenowym, LED bądź zwykłym zwierciadłem. Dla bardziej wymagających zastosowań w naukach biologicznych oferuje on specjalne suwaki do obserwacji w kontraście fazowym lub ciemnym polu.



Archiwizacja obrazu

Dzięki szerokiej ofercie kamer mikroskopowych otrzymujecie Państwo możliwość rejestracji zaobserwowanych obiektów z niezwykłą rozdzielczością. Rodzina kamer **AxioCam** www.zeiss.pl/axiocam w połączeniu z oprogramowaniem **AxioVision** www.zeiss.pl/axiovision_bio stanowi uzupełnienie tego doskonałego mikroskopu. Pod tym samym adresem znajdziecie też Państwo możliwość pobrania **bezpłatnego** oprogramowania **AxioVision LE**, które pozwoli Państwu na obróbkę obrazu jak również pomiary obiektów w uzyskanych przez Państwa zdjęciach. Możliwość zastosowania pakietu do sterowania aparatem cyfrowym w oprogramowaniu **AxioVision LE** w połączeniu z mikroskopem **Primo Star** daje Państwu w pełni profesjonalne narzędzie do archiwizacji obrazów mikroskopowych

Carl Zeiss sp. z o.o.
ul. Naramowicka 76
61-622 POZNAŃ

Telefon
061 820 93 60
Faks
061 820 93 70

Adres e-mail
mikroskopy@zeiss.pl

www.zeiss.pl/mikroskopy
www.zeiss.pl/primostar

Więcej informacji:

Grzegorz Kołodziej
kolodziej@zeiss.pl

Digital camera recommended by Carl Zeiss:
Canon PowerShot A620

