



VISUSCREEN 100 marki ZEISS

ZEISS VISUSCREEN 100 jest wszechstronną tablicą LCD do badania ostrości wzroku z rozdzielaniem czerwieni/zieleni.

[Główne zalety](#)[Szczegóły](#)[Kontakt](#)

ZEISS VISUSCREEN 100 jest wyposażony w różne testy do badania wzroku, zarówno jednoocznego, jak i obuocznego, za pomocą różnych tablic testowych, jak też specjalne badania dla dzieci. Mimo że jest to jedna z najbardziej kompletnych tablic do badania ostrości wzroku, dostępnych na rynku, jest nadal bardzo łatwa i intuicyjna w użyciu.

Optymalizacja badania wzroku za pomocą różnych procedur w sekwencji tablic testowych


Zakres możliwości zapewnia dopasowanie różnych sekwencji tablic testowych w oparciu o indywidualne preferencje. ZEISS VISUSCREEN 100 można łatwo połączyć i rozbudować z cyfrowym foropterem VISUPHOR[®] 500 firmy ZEISS, aby usprawnić organizację pracy w gabinecie i wywrzeć profesjonalne wrażenie na pacjentach.

Różne opcje sterowania z możliwością dopasowania do własnych potrzeb: ZEISS VISUSCREEN 100 można obsługiwać na podczerwień lub za pomocą intuicyjnej aplikacji na iPada, szybko i łatwo przełączając się między tablicami testowymi.


Stosowanie nowoczesnych i precyzyjnych technologii pomiarowych ZEISS pozwala zapewniać pacjentom dobrą ostrość widzenia.

Korzyści

- Urządzenie VISUSCREEN 100 mieści się nawet w małych gabinetach (wymagana odległość: 2 metry), a rozmiar optotypów dopasowuje się automatycznie do odległości.



- ZEISS VISUSCREEN 100 współpracuje z automatycznym foropterem ZEISS VISUPHOR 500, zapewniając szybką i łatwą refrakcję.
- Płaski ekran z wysokiej jakości szklanym panelem przednim zapobiega nierównościom i cieniom.
- Wybieraj spośród dwóch opcji urządzeń wejściowych.



Optotypy Kolta pozwalające określić ostrość wzroku



Powiązane produkty



Automatyczna subiektywna refrakcja

[Dowiedz się więcej](#)

ZEISS jest jednym z wiodących producentów soczewek okularowych na świecie. Celem marki jest zapewnianie maksymalnej precyzji i komfortu widzenia. ZEISS projektuje i produkuje soczewki, przyrządy i systemy pomiarowe, a także tworzy koncepcje handlowe i usługi technologiczne, które nieustannie podnoszą poprzeczkę w branży optycznej.

Skontaktuj się z nami, aby nawiązać współpracę

Biuro Obsługi Klienta ZEISS

[+ 48 61 820 93 60](tel:+48618209360)

[E-mail](#)



Odkryj

Zrozumieć widzenie

Pomóż mi wybrać

Okulary do dali + Okulary do czytania

Usługi

Mój profil widzenia

Dla optyków i okulistów

Przyrządy + Technologie

Zdrowie + Profilaktyka

Styl życia + Moda

Prowadzenie pojazdów + Mobilność

Sports + Rekreacja

Życie zawodowe

Soczewki wielogniskowe

Okulary przeciwsłoneczne

Okulary do pracy

Okulary sportowe

Okulary dla dzieci

Powłoki na soczewkach okularowych

Soczewki kontaktowe

Czyszczenie soczewek

U optyka

Badanie wzroku online

Soczewki okularowe ZEISS

Środki czyszczące ZEISS

[ZEISS International](#) | [Kariera](#) | [Prasa i media](#)

[Informacje o firmie](#) | [Zastrzeżenie prawne](#) | [Ochrona danych](#) | [Preferencje związane z plikami cookie](#)